

ACTION[®] EUROPE

FICHE PRODUIT



CR-6000

STATION DE SERTISSAGE ET DESSERTISSAGE ÉLECTRONIQUE

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES :

Notre station de sertissage CR-6000 allie l'ajustage précis de la force avec un sertissage ultra rapide et reproductible, directement dans les portoirs de flacons.

- Adapté pour tous les modèles de fermetures du marché
- Station à 3 axes, ergonomique et facile d'usage.
- Recommandée pour la préparation intensive d'échantillons
- Alimentation intégrée
- Compteur/totalisateur
- Ecran couleur tactile
- Surface de travail éclairée par LED et sécurisé par des barrières IR
- Fiable et robuste
- Très grande précision de guidage
- Sertissage ultra rapide, reproductible et sécurisé directement dans les portoirs de flacons.
- Sertissage sécurisé et reproductible par simple pression du bouton départ cycle
- Force ajustable de manière graduelle en fonction du type de capsules et de la dureté des joints
- Changement du type de tête facile et rapide sans l'utilisation d'outils
- Ne nécessite pas l'utilisation d'air comprimé ou le chargement d'accu électrique
- Ne refoule pas d'air contaminé par des traces d'huiles ou d'hydrocarbures dans la zone de travail confinée
- Remplacement du vérin électrique simple et rapide
- Fabrication sur mesure en fonction des besoins du client, sur demande
- Fabrication française



Le CR-6000 est une station de sertissage électronique à hautes performances.

Doté d'une très grande rapidité et précision, le CR-6000 est également polyvalent, stable, et permet d'ajuster avec précision la force de sertissage. Le sertissage s'effectue directement sur le portoir de flacons.

Les têtes interchangeables pour le sertissage se montent rapidement sans outils et sont spécialement adaptées pour le sertissage de capsules en aluminium et en acier inoxydable avec un diamètre 8, 11, 13 et 20 mm.

Des têtes spéciales sont disponibles sur demande (exemple : tête pour capsules flip-off de 13 et 20mm). Le réglage de la force peut être ajusté de manière progressive sur le display en fonction de la dureté des joints et du type de capsules employées.

Le CR-6000 est compatible avec des capsules standards en aluminium, des capsules de sécurité utilisées en Headspace, les capsules magnétiques en tôle d'acier ainsi que les capsules flip-off.

Le système permet le sertissage complet de toutes les positions du portoir ou le sertissage prioritaire des flacons sélectionnés.



N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations

DESCRIPTION	NR. CAT
Station de sertissage électronique modèle Crimptronic CR-6000 (Station complète sans tête de sertissage)	CR-6000
TETE DE SERTISSAGE	NR. CAT
Tête de sertissage pour flacons à sertir avec un col de 8 mm Ø	TS08
Tête de sertissage pour flacons à sertir avec un col de 11 mm Ø	TS11
Tête de sertissage pour flacons à sertir avec un col de 13 mm Ø	TS13
Tête de sertissage pour capsules de 13 mm Ø flip-off	TS13FLO
Tête de sertissage pour flacons à sertir avec un col de 20 mm Ø	TS20
Tête de sertissage pour capsules de 20 mm Ø flip-off	TS20FLO
OPTIONS LES PLUS DEMANDÉES	NR. CAT
Système de transport, guidage et positionnement électrique pour le montage automatique des capsules Précisez la taille des capsules à la commande	CT-6000



Force réglable en fonction du type de capsules et de joints



Stabilité accrue et déplaçable




Une simple alimentation 230V/50Hz suffit



Cadence moyenne
900 Flacons / heure



Sertissage pour tous types et tailles de flacons



Compact.
S'installe sur table, paillasse.
H 56 cm x l 43 cm x P 49 cm



Permet de sertir



Fabrication Française



Machine réparable 10 ans




Rapport et protocole de qualification d'installation & opérationnelles (QI/QO)



QUELLES DIFFÉRENCES AVEC LE MODÈLE CR-6000 ?

- Boîtier en acier inox 316L
- Capacité accrue de production (exemple de 50 flacons de 2ml (CR-6000) à 150 flacons de 2 ml (CR-6000S-XL))
- Vérin électrique hautes performances



Force réglable en fonction du type de capsules et de joints



Stabilité accrue et déplaçable




Une simple alimentation 230V/50Hz suffit



Cadence moyenne 900 Flacons / heure



Sertissage pour tous types et tailles de flacons



S'installe sur table, paillasse, ou dans un isolateur
H 61 cm x l 73 cm x P 59 cm (CR-6000S-XL)



Permet de sertir



Fabrication Française



Machine réparable 10 ans



Rapport et protocole de qualification d'installation & opérationnelles (QI/QO)

DESCRIPTION	NR. CAT
Station de sertissage électronique modèle Crimptronic CR-6000S-XL (Station complète sans tête de sertissage)	CR-6000S-XL
TETE DE SERTISSAGE	NR. CAT
Tête de sertissage pour flacons à sertir avec un col de 8 mm Ø	TS08
Tête de sertissage pour flacons à sertir avec un col de 11 mm Ø	TS11
Tête de sertissage pour flacons à sertir avec un col de 13 mm Ø	TS13
Tête de sertissage pour capsules de 13 mm Ø flip-off	TS13FLO
Tête de sertissage pour flacons à sertir avec un col de 20 mm Ø	TS20
Tête de sertissage pour capsules de 20 mm Ø flip-off	TS20FLO
OPTIONS LES PLUS DEMANDÉES	NR. CAT
Système de transport, guidage et positionnement électrique pour le montage automatique des capsules Précisez la taille des capsules à la commande	CT-6000

Référence capsules spéciales			
Type	Description	Sufixe à référence classique (précédent tableau)	Image
Flip-off	Capsule avec opercule débordant	-FLO	
Flush-side	Capsule avec opercule non-débordant	-FS	
Flip-tear-up	Capsule avec opercule débordant et languette	-FTU	

Quelques exemple références têtes :

TS20 : Tête de Sertissage pour capsule standard Ø20mm

TS20FLO : Tête de Sertissage pour capsule Ø20mm Flip-off

Quelques exemple références cache :

CAO20S : Cache de sécurité pour tête Ø20mm à Sertir

CAO20FLOS : Cache de sécurité pour tête Ø20mm Flip-off à Sertir

CAO20FLOS-I : Cache de sécurité pour tête Ø20mm Flip-off à Sertir en inox 316L